



WASSER: PFAS (SENSITIV)



BESTIMMUNGSGRENZE: 0,1 NG/L

Erfassungsbogen

Bitte füllen Sie den Erfassungsbogen **vollständig** und gut **lesbar** aus. Beachten Sie bitte die Hinweise zur Probenentnahme und zum Rückversand.

Ihre Daten


Name:

Straße, Haus-Nr.:

PLZ, Ort:

E-Mail:

Analyseumfang 20 PFAS, die nach TrinkwV und EU-Wasserrahmenrichtlinie gefordert sind: PFBA, PFPeA, PFHxA, PFHpA, PFOA, PFNA, PFDA, PFUnDA, PFDoDA, PFTrDA, PFBS, PFPeS, PFHxS, PFHpS, PFOS, PFNS, PFDS, PFUnDS, PFDoDS, PFTrDS



Rückversand

Bitte senden Sie den vollständig ausgefüllten Probefbogen zusammen mit der Probe an folgende Adresse:



ICP Analytik GmbH & Co. KG | Brandenburger Platz 1 | D-24211 Preetz

Apotheken-Stempel

Datenblatt zur Probe

Bitte soweit sinnvoll und möglich vollständig ausfüllen.

eigene Probenbezeichnung

Adresse der Entnahmestelle

☐ identisch zu den Kundendaten

☐ abweichend:

Lage im Gebäude (z.B. EG, Küche, Einhebel-Mischarmatur)

☐ EG

☐ Bad

☐ 1. OG

☐ Küche

☐

☐

☐ Einhebel-Mischarmatur

☐ Zweigriff-Mischarmatur

☐ andere:



Entnahmedatum / - Uhrzeit

..... :

Art der Wasserversorgung

☐ eigener Brunnen

☐ öffentliche Wasserversorgung

☐ Sonstige:

Wassertemperatur in °C

.....

[!] wird vom Labor ausgefüllt – bitte frei lassen

Kundennummer

Auftragsnummer

Eingangsdatum

15412



Auftragstyp

Probenahmeanleitung

A) Probenahmestrategie

	Was möchten Sie untersuchen?	Wie müssen Sie die Probenahme durchführen?
SO	Das Wasser aus einem eigenen Brunnen oder das von einem öffentlichen Versorger?	Schritt 1 Das Wasser ablaufen lassen, bis sich die Wassertemperatur nicht mehr ändert. (ca. 3 l je Stockwerk)
		Schritt 2 Probe in Probegefäß abfüllen

B) Praktische Durchführung

1.	Material	Probegefäß 50 ml (Kunststoffvial) bereitstellen
2.	Beprobung	Protokoll ausfüllen Das Probegefäß mit einem dünnen, gleichmäßigen Strahl randvoll befüllen.
3.	Versand	Probe wenn möglich kühl lagern Versand innerhalb von 24 Stunden durchführen

